

## PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE UN DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO)

- |   |
|---|
| ➤ <b>Si alguien se derrumba - toque a la víctima y pregúntale “Está usted bien”?</b>  |
| ➤ Si no responde y la víctima no está respirando o su respiración no es normal  |
| ➤ <b>Llama al 9-1-1 y busca el DEA</b>  |
| ➤ Si alguien más está presente mándale a que llame al 9-1-1 y que busque el DEA   |
| ➤ Primero, solo con las manos, comienza la reanimación cardiopulmonar - Aprieta fuerte y rápido en el centro del pecho  |
| ➤ Use el DEA en cuanto llegue <ul style="list-style-type: none"><li>○ Abre la tapa y enciende el DEA</li><li>○ Sigue las indicaciones de voz<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Destape el pecho del paciente - si está mojado, séquelo</li><li>➤ Aplica las almohadillas de los electrodos al pecho destapado del paciente tal y como aparece en las imágenes</li><li>➤ Escucha las indicaciones de voz - “CLEAR” (no toque al paciente) cuando lo indique</li><li>➤ Apriete el botón SHOCK si así lo indicase</li></ul></li></ul> |
| ➤ Continúa con las compresiones en el pecho   |
| ➤ Sigue las indicaciones de voz   |
| ➤ Si el paciente empieza a moverse o respira de forma normal, pare las compresiones y coloque el paciente en las posición de recuperación (apoyado en su lado izquierdo)  |

**MANTENGA EL DEA CONECTADO AL PACIENTE HASTA QUE LLEGUEN LOS  
PARAMÉDICOS**